

カラム性能チェック キャンペーン

カラムが汚れているような気がして、
正常なクロマトグラムが得られない…

お得な値段でカラムを
買い替えたい！

長年使い続けてきた
カラムなので性能低下
が気になる…



お客様のご要望にお応えし、以下のキャンペーンを実施します。

- 特典その1** 無償でカラムの性能チェック※1を実施します！
- 特典その2** 初期から性能が変化している場合、無償でカラムのリセットを行います※2
- 特典その3** ~~性能が復元できなかった場合~~ 本キャンペーン応募者全員に
30%OFF クーポンコードを配布いたします！

※1 出荷検査条件にてカラムの性能を評価しクロマトグラムを送付します。

※2 多糖誘導体カラムは、移動相や温度など使用条件によって不斉識別剤の高次構造が変化し、分離が初期（出荷時）から変化することがあります。変化した分離を初期状態に近づける処理をリセットと呼びます。リセット処理により、分離挙動が初期状態に近づきますが、100%回復しないこともあります。また、化合物によっては使い込んだカラム（リセット前）と分離が異なる場合があります。

キャンペーン期間

2025年4月1日（火）～2025年6月30日（月）

先着30本まで。先着本数になり次第締め切りといたします。
1部門/1研究室で最大3本までお申し込みいただけます。

※4本以上のカラムの性能チェックをご希望の場合は別途ご相談ください。

対象製品

多糖誘導体耐溶剤型キラルカラム iCHIRAL シリーズ
分析カラム・細径カラム CHIRALPAK® IA ~ IN

- 粒子径 1.6 μm 内径・長さ：3.0 mm・50, 100 mm
- 粒子径 3 μm 内径・長さ：2.1 mm・50, 100, 150, 250 mm / 4.6 mm・50, 100, 150, 250 mm
- 粒子径 5 μm 内径・長さ：2.1 mm・50, 100, 150, 250 mm / 4.6 mm・50, 100, 150, 250 mm

SFC用カラム・分取・セミ分取カラムは対象外となります。

CHIRALPAK® は、日本、米国、EU、中国、インドにおいて登録された株式会社ダイセルの登録商標です。

30%OFF クーポンコード

お送りいただいたカラムと同品種・同サイズカラムをご購入時にお使いいただけます！

※有効期間：2025年6月2日（月）～9月30日（火）受注分まで
※申し込み者様以外の方はクーポンコードをご利用いただけません

30%OFF
COUPON

※キャンペーンの詳細は裏面をご確認ください

対象製品 一覧

■ 1.6μm シリーズ

| 種類 | 内径 (mm) | 長さ (mm) | 粒子径 (μm) | 価格 (税別) | 製品番号 | | | | | |
|-------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | | CHIRALPAK® | | | | | |
| | | | | | IA-U | IB-U | IC-U | ID-U | IG-U | IH-U |
| 細径カラム | 3.0 | 50 | 1.6 | ¥180,000 | 80U82 | 81U82 | 83U82 | 84U82 | 87U82 | 89U82 |
| | 3.0 | 100 | 1.6 | ¥195,000 | 80U83 | 81U83 | 83U83 | 84U83 | 87U83 | 89U83 |

■ 3μm シリーズ

| 種類 | 内径 (mm) | 長さ (mm) | 粒子径 (μm) | 価格 (税別) | 製品番号 | | | | | | | | | | | | |
|-------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | | CHIRALPAK® | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | IA-3 | IB-3 | IB N-3 | IC-3 | ID-3 | IE-3 | IF-3 | IG-3 | IH-3 | IJ-3 | IK-3 | IM-3 | IN-3 |
| 細径カラム | 2.1 | 50 | 3 | ¥165,000 | 80592 | 81592 | 88592 | 83592 | 84592 | 85592 | 86592 | 87592 | 89592 | 90592 | 91592 | 92592 | 93592 |
| | 2.1 | 100 | 3 | ¥180,000 | 80593 | 81593 | 88593 | 83593 | 84593 | 85593 | 86593 | 87593 | 89593 | 90593 | 91593 | 92593 | 93593 |
| | 2.1 | 150 | 3 | ¥195,000 | 80594 | 81594 | 88594 | 83594 | 84594 | 85594 | 86594 | 87594 | 89594 | 90594 | 91594 | 92594 | 93594 |
| | 2.1 | 250 | 3 | ¥210,000 | 80595 | 81595 | 88595 | 83595 | 84595 | 85595 | 86595 | 87595 | 89595 | 90595 | 91595 | 92595 | 93595 |
| 分析カラム | 4.6 | 50 | 3 | ¥165,000 | 80522 | 81522 | 88522 | 83522 | 84522 | 85522 | 86522 | 87522 | 89522 | 90522 | 91522 | 92522 | 93522 |
| | 4.6 | 100 | 3 | ¥180,000 | 80523 | 81523 | 88523 | 83523 | 84523 | 85523 | 86523 | 87523 | 89523 | 90523 | 91523 | 92523 | 93523 |
| | 4.6 | 150 | 3 | ¥195,000 | 80524 | 81524 | 88524 | 83524 | 84524 | 85524 | 86524 | 87524 | 89524 | 90524 | 91524 | 92524 | 93524 |
| | 4.6 | 250 | 3 | ¥210,000 | 80525 | 81525 | 88525 | 83525 | 84525 | 85525 | 86525 | 87525 | 89525 | 90525 | 91525 | 92525 | 93525 |

■ 5μm シリーズ

| 種類 | 内径 (mm) | 長さ (mm) | 粒子径 (μm) | 価格 (税別) | 製品番号 | | | | | | | | | | | | |
|-------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | | CHIRALPAK® | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | IA | IB | IB N-5 | IC | ID | IE | IF | IG | IH | IJ | IK | IM | IN |
| 細径カラム | 2.1 | 50 | 5 | ¥150,000 | 80392 | 81392 | 88392 | 83392 | 84392 | 85392 | 86392 | 87392 | 89392 | 90392 | 91392 | 92392 | 93392 |
| | 2.1 | 100 | 5 | ¥165,000 | 80393 | 81393 | 88393 | 83393 | 84393 | 85393 | 86393 | 87393 | 89393 | 90393 | 91393 | 92393 | 93393 |
| | 2.1 | 150 | 5 | ¥180,000 | 80394 | 81394 | 88394 | 83394 | 84394 | 85394 | 86394 | 87394 | 89394 | 90394 | 91394 | 92394 | 93394 |
| | 2.1 | 250 | 5 | ¥195,000 | 80395 | 81395 | 88395 | 83395 | 84395 | 85395 | 86395 | 87395 | 89395 | 90395 | 91395 | 92395 | 93395 |
| 分析カラム | 4.6 | 50 | 5 | ¥150,000 | 80322 | 81322 | 88322 | 83322 | 84322 | 85322 | 86322 | 87322 | 89322 | 90322 | 91322 | 92322 | 93322 |
| | 4.6 | 100 | 5 | ¥165,000 | 80323 | 81323 | 88323 | 83323 | 84323 | 85323 | 86323 | 87323 | 89323 | 90323 | 91323 | 92323 | 93323 |
| | 4.6 | 150 | 5 | ¥180,000 | 80324 | 81324 | 88324 | 83324 | 84324 | 85324 | 86324 | 87324 | 89324 | 90324 | 91324 | 92324 | 93324 |
| | 4.6 | 250 | 5 | ¥195,000 | 80325 | 81325 | 88325 | 83325 | 84325 | 85325 | 86325 | 87325 | 89325 | 90325 | 91325 | 92325 | 93325 |

3STEPで簡単!お申込方法

STEP
1

専用のお申し込みフォームに各種情報をご記入ください。

<https://forms.office.com/r/UZ0WzkrGif>

後日、カラムの送付先をメールにてお知らせします。

申し込みフォームからのご依頼が確認できない場合、カラムをお送りいただいてもキャンペーン対象外となるおそれがございます。



STEP
2

対象のカラムに以下のいずれかの溶媒を封入してください。

順相モードで使用中のカラム：n-ヘキサン / エタノールまたは IPA
=90/10<v/v> ~ 50/50<v/v>

逆相モードで使用中のカラム：エタノール=100

返送時は、初期出荷時と同じ溶媒を封入しご返却いたします。

STEP
3

STEP1でお知らせした宛先に対象カラムをお送りください。

お申込
完了

検査結果とクーポンコードの配布をお待ちください。



株式会社ダイセル

ライフサイエンス製品営業部

■ 東日本：〒108-8230 東京都港区港南2-18-1 JR品川イーストビル

TEL: 03-6711-8222 (直) FAX: 03-6711-8228

■ 西日本：〒530-0011 大阪市北区大深町3番1号 グランフロント大阪(タワーB)

TEL: 06-7639-7221 (直) FAX: 06-7639-7228

■ <https://www.daicelchiral.com/> E-mail: chiral@jp.daicel.com