


Chiralscreen® OH

お試しキャンペーン

お試し用酵素セット **無料**



Chiralscreen® OH-Trial (お試し用酵素セット) を **無料**でご提供いたします!

(12種酵素のスクリーニング用キット、合成用酵素も特別価格でご提供)

キャンペーン期間: 2025年3月3日(月) ~ 8月29日(金) 受注分まで

Chiralscreen® OH とは...

Chiralscreen® OH は、カルボニル還元酵素、アルコール脱水素酵素からなるライブラリーで、キラルアルコールを合成するための触媒です。

高い選択性

多くの場合、立体選択性、位置選択性共に100%近い結果が得られます。

温和な条件反応

反応は、常温常圧の水系であり、中性付近で進行します。還元の水素源は補酵素であり、水素等の危険な物質は不要です。

バイオ触媒(酵素)の長所

グリーンケミストリー

反応には、有機溶媒や重金属を使用しません。反応液は生分解性が高く、通常の活性汚泥で処理できます。

経済的なスケールアップ

微生物の自己増殖で生産されるため、触媒コストを抑えられます。還元反応の場合は、補酵素再生酵素が含まれているため、高価な補酵素は触媒量の添加ですみます(Chiralscreen®の一部の酵素)。



Chiralscreen® OH

※キャンペーンの詳細は裏面をご確認ください

■スクリーニングキット

製品番号	製品名	内容	価格(税別)	キャンペーン価格(税別)
01005	Chiralscreen® OH-Trial	お試し用酵素セット (5mg×5種) E001, E007, E031, E039, E078	18,000 円	無料 (お一人様1つまで)

特徴・用途

ケトン、エステル還元で使用でき、酵素反応を試してみたいときに最適です。



Chiralscreen® OH-Trial

お申込み方法

こちらのフォームよりお申込みをお願いいたします。→
お申込み URL : <https://forms.office.com/r/My6HnJUc0i>



製品番号	製品名	内容	価格(税別)	キャンペーン価格(税別)
01112	Chiralscreen® OH	スクリーニング用セット (5mg×12種) E001, E002, E007, E008, E031, E038, E039, E048, E070, E078, E093, E152	50,000 円	半額 25,000 円

特徴・用途

ケトン、エステル、 α -ケト酸の還元で使用でき、汎用性の高い酵素 12 種の標準セットです。

※Chiralscreen® OH-Trial と Chiralscreen® OH の酵素含有量は 2~3% です。

■合成用酵素

製品番号	製品名	内容	価格(税別)	キャンペーン価格(税別)
82XXX	Chiralscreen® EXXX	条件検討および小スケール合成用 (任意の1種) 容量：50mg	18,000 円	半額 9,000 円
85XXX	Chiralscreen® EXXX	グラムスケールサンプル合成用 (任意の1種) 容量：250mg	45,000 円	22,500 円
84XXX	Chiralscreen® EXXX	10g スケールサンプル合成用 (任意の1種) 容量：1,000mg	98,000 円	49,000 円

※品番の XXX には必要な酵素番号 (3 桁) をご記入ください。

酵素番号は E001, E002, E007, E008, E031, E038, E039, E048, E070, E078, E093, E152 からご選択ください。

株式会社ダイセル

ライフサイエンス製品営業部

東日本：〒108-8230 東京都港区港南2-18-1 JR品川イーストビル
TEL: 03-6711-8222 (直) FAX: 03-6711-8228

西日本：〒530-0011 大阪市北区大深町3番1号 グランフロント大阪(タワーB)
TEL: 06-7639-7221 (直) FAX: 06-7639-7228

https://www.daicelchiral.com/ E-mail: chiral@jp.daicel.com